

Правообладатель: ООО «Объединённое ИТ пространство» ИНН 4823057715 КПП 482301001 ОГРН 1134827005390

#### **УТВЕРЖДАЮ**

Директор ООО «ОБЪЕДИНЕННОЕ ИТ ПРОСТРАНСТВО» /Волкова О.Е. / вераля 2023 г.

# Радиологическая информационная система «iRIS» (РИС «iRIS»)

Пошаговая инструкция по развертыванию программного обеспечения РИС «iRIS» на 7 листах

# Содержание

1 Наименование программного обеспечения	3
2 Установка, настройка программного обеспечения	3
2.1 Логин и пароль для входа	3
2.2 Запуск программного обеспечения	3
2.3 Остановка программы	5
2.4 Удаление программы	6
3. Решение типовых проблем	6
4 Обращение в Службу технической поддержки	7

#### 1 Наименование программного обеспечения

Радиологическая информационная система «iRIS» (далее РИС «iRIS», РИС, Система) доступна по ссылке: https://ris.mrtexpert.ru.

## 2 Установка, настройка программного обеспечения

Для работы приложения установка ПО не требуется.

РИС «iRIS» является кроссплатформенной.

Для корректной работы РИС «iRIS» необходимо использовать актуальную версию любого из основных веб-браузеров: Firefox Browser, Opera, Safari, Google Chrome, Яндекс.Браузер, Microsoft Edge.

Для работы РИС «iRIS» нужна включенная поддержка javascript и cookies.

Требования к РИС «iRIS»: системы, поддерживающие работу современных веб-браузеров.

## 2.1 Логин и пароль для входа

Логин и пароль для входа генерируются администратором после развертывания системы.

## 2.2 Запуск программного обеспечения

1. Откройте браузер на локальном компьютере. Откройте новую вкладку. Введите в поисковой строке адрес РИС «iRIS»: https://ris.mrtexpert.ru (Puc.1). Нажмите **Enter**.




Рисунок 1. Адресная строка браузера

2. В открывшейся странице нажмите **Вход** (Рис.2).



Рисунок 2. Вход в РИС «iRIS»

3. В окне авторизации введите логин и пароль.

Поставьте флаг Запомнить меня, чтобы не вводить пароль заново при каждом входе в систему (Рис.3).




Рисунок 3. Аутентификация пользователя в РИС «iRIS»

4. После авторизации произойдет переход на главную страницу РИС «iRIS» (Puc.4).




Рисунок 4. Главная страница РИС «iRIS»

5. При последующем входе в РИС «iRIS» авторизация не требуется (при условии добавления флага Запомнить меня при авторизации).

6. Для работы в РИС «iRIS» выберите APM: нажмите на иконку пользователя в правом верхнем углу, после появления меню выберите требуемый APM.




Рисунок 5. Выбор АРМ

7. Дальнейшее описание работы в каждом из APM приведено в руководстве пользователя.

## 2.3 Остановка программы

Остановка работы и выход из системы возможны несколькими способами.

- 1. Для выхода из системы нажмите на иконку пользователя в правом верхнем углу интерфейса РИС «iRIS», после появления меню нажмите на кнопку → Выход . Закройте вкладку в браузере.
- 2. Закройте вкладку в браузере. При этом выход из профиля не произойдет. При последующем входе в РИС «iRIS» произойдет автоматическая авторизация и переход в профиль.

# 2.4 Удаление программы

Так как система является браузерной, ее удаление с локального компьютера не требуется.

# 3. Решение типовых проблем

Проблема	Решение	
При авторизации выводится сообщение «Пользователь не найден»	Проверьте правильность написания логина. Проверьте раскладку клавиатуры. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки	
При авторизации выводится сообщение «Неверный пароль»	Проверьте правильность написания пароля. Проверьте раскладку клавиатуры. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки	
Ошибка загрузки РИС «iRIS»: «Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания ответа от сайта»	Подождите несколько минут перед повторной попыткой загрузки. Проверьте работоспособность вашего интернет-соединения. При проблемах интернет-соединения обратитесь в службу поддержки вашего провайдера. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки	
Ошибка вывода информации в модулях	Обновите страницу. Проверьте работоспособность вашего интернет-соединения. При проблемах интернет-соединения обратитесь в службу поддержки вашего провайдера. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки	
Некорректно отображается интерфейс	Убедитесь, что используете последнюю версию браузера. Попробуйте войти в систему в другом актуальном браузере. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки	
Иные проблемы	Обратитесь в службу поддержки	

## 4 Обращение в Службу технической поддержки

При возникновении трудностей в работе с РИС «iRIS» обратитесь в службу поддержки:

- +7 474 250-51-92
- +7 495 104 65 55
- 8 800 555 48 45
- e-mail: it@mrtexpert.ru